

HARTMANN



Aide. Soigne. Protège.

Entrez dans l'univers de la thérapie par pression négative (TPN).



Vivano[®] & VivereX[®]

- + Une solution globale
- + Simplicité et efficacité¹



Sommaire

Vivano®

Système de TPN traditionnelle

Vivano®Med

Une gamme complète de kits de pansements

Vivano®Med Foam Kit

Kits de pansements

Vivano®Med

Mousse blanche et bande d'hydrogel

Vivano®Tec

Port de connexion et connecteur en Y

Vivano®Tec Pro

Réservoir à exsudats

Vivano®Tec Pro

Unité et valisette de transport

Vivano®Tec Pro

Accessoires

Complément de gamme

3

4

5

7

8

9

10

11

12

VivereX®

Système de TPN à usage unique

VivereX® Kit et Pansement

14

15

Vivano®

TPN traditionnelle

✚ Un système, plusieurs avantages

✚ Une solution complète



Le système Vivano® permet le traitement des plaies dans un grand nombre d'indications y compris pour l'abdomen ouvert.

Tous les produits de la gamme s'assemblent de manière à ce que le système puisse être utilisé, à la fois pour les patients hospitalisés, en service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) ou médecine physique et de réadaptation (MPR) et les patients mobiles, notamment en hospitalisation à domicile (HAD).

Vivano® Med

Une gamme complète de kits et pansements



Tout en 1.

Les kits Vivano® Med permettent une thérapie efficace⁽¹⁾. Ces kits de pansements pré-assemblés contiennent tous les composants nécessaires à la thérapie.

En fonction du besoin, les kits sont de différentes tailles. Pour des indications spécifiques, la mousse blanche Vivano® Med est également disponible séparément.

(1) Vig S. et al. Evidence-based recommendations for the use of negative pressure wound therapy in chronic wounds: Steps towards an international consensus. Journal of Tissue Viability (2011) 20, S1- S18 Internal documentation.

Vivano® Med Foam Kit

Vivano® Med Foam - Round Kit (rond)

Kits de pansements stériles, avec mousse pré-découpée hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 2 VivanoMed® Foam Round : 12,5 x 1,65 cm (Ø x H), prédécoupée
- 1 Vivano® Tec Port
- 2 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence

409 741	5 kits
---------	--------



Contenant :



Vivano® Med Foam - Thin Kit (mince)

Kits de pansements stériles, avec mousse pré-découpée hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 1 VivanoMed® Foam Thin : 26 x 15 x 1,6 cm (L x l x H), prédécoupée
- 1 Vivano® Tec Port
- 2 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence

409 743	5 kits
---------	--------



Contenant :



Vivano® Med Foam - Kit S

Kits de pansements stériles, avec mousse noire hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 1 Vivano® Med Foam S : 10 x 7,5 x 3,3 cm (L x l x H)
- 1 Vivano® Tec Port
- 3 Hydrofilm® : 15 x 20 cm

Référence

409 728	3 kits
---------	--------

409 730	10 kits
---------	---------



Contenant :



Vivano® Med Foam Kit

Vivano® Med Foam - Kit M

Kits de pansements stériles, avec mousse noire hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 1 Vivano® Med Foam M : 18 x 12,5 x 3,3 cm (L x l x H)
- 1 Vivano® Tec Port
- 2 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence	Conditionnement
409 725	3 kits
409 727	10 kits



Contenant :



Vivano® Med Foam - Kit Abdominal

Spécial pour plaies en chirurgie digestive.

Kit stérile avec interface de drainage et de protection des organes abdominaux en polyéthylène spécialement adapté pour les plaies en chirurgie digestive.

Contenant :

- 1 Vivano® Med Abdominal, interface Ø 65 cm, microperforée, avec poches d'application
- 2 Vivano® Med Foam : 38 x 25 x 1,6 cm (L x l x H), ovales, prédécoupées
- 1 Vivano® Tec Port
- 6 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence	Conditionnement
409 721	3 kits



Contenant :



Vivano® Med Foam - Kit L

Kits de pansements stériles, avec mousse noire hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 1 Vivano® Med Foam L : 25 x 15 x 3,3 cm (L x l x H)
- 1 Vivano® Tec Port
- 3 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence	Conditionnement
409 722	3 kits
409 724	10 kits



Contenant :



Vivano® Med

Vivano® Med White Foam - S et L

Pansement mousse blanche en alcool polyvinylique, pré-imbibé à l'eau stérile, à alvéoles fines, hydrophile et résistant à la traction.

Spécialement adapté pour :

- la préservation des structures délicates exposées⁽¹⁾
- les plaies tunnelisées ou présentant un décollement^(1,2)
- les plaies nécessitant une détersion autolytique⁽¹⁾
- les sites receveurs de greffes et la prise de lambeaux

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement
409 760	7,5 x 10 cm (S)	10 pcs
409 761	10 x 15 cm (L)	10 pcs



Vivano® Med Foam - Kit XL

Kits de pansements stériles, avec mousse noire hydrophobe, en polyuréthane polyester, spécialement conçu pour de la TPN avec Vivano®.

Contenant :

- 2 Vivano® Med Foam XL : 30 x 30 x 1,5 cm (L x l x H)
- 1 Vivano® Tec Port
- 6 Hydrofilm® : 20 x 30 cm

Référence	Conditionnement
409 732	5 kits



Contenant :



Vivano® Med Gel Strip

Bande adhésive double face d'hydrogel.

Pour le renfort d'étanchéité, en particulier dans les zones difficiles⁽³⁾.

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement (par carton)
409 780	10 x 7 cm	5 boîtes de 10 pcs



(1) Compliance to Claim List_VivanoMed White Foam_20220329. (2) Notice Vivano® Med White Foam_4097601_071220. (3) Compliance to Claim List_Vivano System_20220720.


Vivano® Tec

Vivano® Tec Port

La "Multi Lumen" Technology* optimise la prise en charge des plaies

Port d'aspiration en PVC, taille universelle :

- Longueur de la tubulure : 60 cm
- dimensions : 8 x 8 cm
- étui de protection cartonné



Référence	Conditionnement
409 555	10 pcs



MULTI-LUMEN technology*

Vivano® Tec Pro

Réservoirs à exsudats

Vivano® Tec Réservoir à exsudats 300 ml

Réservoir stérile, avec polymère super-absorbant, filtres antibactérien et anti-odeur intégrés⁽¹⁾, graduation latérale et forme ergonomique.

- longueur de la tubulure : 180 cm
- dimensions : 160 x 210 x 45 mm



Référence	Conditionnement
409 523	3 pcs
409 525	10 pcs

Vivano® Tec Réservoir à exsudats 800 ml

Réservoir stérile, avec polymère super-absorbant, filtres antibactérien et anti-odeur intégrés⁽¹⁾, graduation latérale et forme ergonomique.

- longueur de la tubulure : 180 cm
- dimensions : 160 x 210 x 75 mm



Référence	Conditionnement
409 520	3 pcs
409 522	10 pcs

Vivano® Tec Connecteur en Y

Connecteur stérile en Y permettant le raccord de deux ports de connexion à l'unité de pression négative Vivano® Tec Pro



Référence	Conditionnement
409 557	5 boîtes de 3 pcs

*Technologie "Multi-Lumière".

(1) Statement on Vivano® Tec Exudate Canister_PAUL HARTMANN AG_17/05/2024.

Vivano® Tec Pro

Unité de pression négative
Intuitive. Précise⁽¹⁾. Silencieuse⁽²⁾.

Conçue pour un traitement simple, l'unité Vivano® Tec Pro est principalement caractérisée par **l'utilisation intuitive et ergonomique de son écran tactile.**

L'affichage clair, les symboles explicites, l'historique des événements et l'indicateur de l'étanchéité, rendent **les réglages et le contrôle de la thérapie intuitifs et simples⁽¹⁾.**



Kit de livraison

Contenant :

- 1 Vivano® Tec Pro Unité de TPN
- 1 Vivano® Tec Bandoulière
- 1 Vivano® Tec Chargeur
- 1 Vivano® Tec Câble alimentation
- 1 sachet de transport

	Produit	Référence	Conditionnement
Vivano® Tec Pro	Vente	409 508	1 kit de livraison
	Location	83 300	1 kit de livraison
	Valise	030 236	1 pièce

Vivano® Tec Pro

Accessoires

Vivano® Tec Chargeur

Chargeur de batterie complet pour l'unité Vivano® Tec Pro.



Produit	Référence	Conditionnement
Chargeur	302 321	1 pc
Câble alimentation	302 851	1 pc

Vivano® Tec Bandoulière

Bandoulière à usage unique, pour faciliter le port de l'unité Vivano® Tec Pro par les patients mobiles ou utilisée comme attache de fixation au lit du patient.



Référence	Conditionnement
409 572	25 pcs

Vivano® Tec Sacoche

Sacoche à usage unique pour un transport discret et pratique de l'unité Vivano® Tec Pro par les patients à domicile



Référence	Conditionnement
409 506	10 pcs

Plus de possibilités pour se mouvoir

Que ce soit à la maison ou à l'extérieur avec la gamme d'accessoires Vivano® Tec, les patients peuvent vivre leur vie sereinement. La Vivano® Tec Bandoulière ou Vivano® Tec Sacoche permettent pour cela un transport discret.

(1) Compliance to Claim List_Vivano System_20220720. (2) (<33 dBs). Compliance to Claim List_Vivano System_20220720.

Complément de gamme



Hydrofilm®

Film transparent auto-adhésif stérile utilisé comme élément d'étanchéité dans la thérapie des plaies par pression négative avec Vivano®.

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement
970 004	10 x 15 cm	1 boîte de 10 pcs
970 005	10 x 15 cm	10 boîtes de 50 pcs
970 006	15 x 20 cm	1 boîte de 10 pcs
970 007	15 x 20 cm	10 boîtes de 50 pcs
970 008	10 x 25 cm	10 boîtes de 25 pcs
970 010	20 x 30 cm	10 boîtes de 10 pcs



Atrauman® Ag Silver

Pansement interface argentique, avec imprégnation lipidique à base de triglycérides.

Pour le soin des plaies à risques d'infection ou pour les plaies infectées comme traitement local complémentaire*.

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement
499 571	5 x 5 cm	12 boîtes de 10 pcs
499 573	10 x 10 cm	12 boîtes de 10 pcs
499 575	10 x 20 cm	6 boîtes de 10 pcs



Hydrocoll® Thin

Pansement hydrocolloïde, hydrofuge et imperméable aux souillures qui permet la protection des berges de la plaie⁽¹⁾.

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement (par carton)
900 942	10 x 10 cm	8 boîtes de 10 pcs
900 943	15 x 15 cm	8 boîtes de 10 pcs



Atrauman® Silicone

Pansement interface siliconé qui favorise les retraits atraumatiques et protège les structures sensibles des plaies⁽¹⁾.

Référence	Dimensions (L x l)	Conditionnement
499 568	5 x 7 cm	10 boîtes de 10 pcs
499 561	7,5 x 10 cm	4 boîtes de 5 pcs
499 563	10 x 20 cm	8 boîtes de 5 pcs
499 565	20 x 30 cm	4 boîtes de 5 pcs



Mikrobac® Tissues

Lingettes sans alcool, pour la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool et dispositifs médicaux non invasifs.

Spécialement adaptées à la désinfection de l'unité Vivano® Tec Pro.

Référence	Conditionnement
980 570	6 sachets distributeurs de 80 lingettes

(1) Notice d'emploi d'Atrauman® Silicone - 060 260/1 (021019).

*En cas de signe cliniques d'infection, Atrauman® Ag Silver doit être associé à une antibiothérapie systémique. (1) Notice d'emploi Hydrocoll® (0213) 064 203/7.

VivereX® **NOUVEAU**

Rendez la TPN ultraportable⁽¹⁾.

Une solution efficace pour la continuité du soin de l'hôpital au domicile (HAD)^(2,3)

- + Simple⁽³⁾
- + Confortable⁽³⁾
- + Économique^(3,4)



Un protocole simple pour prendre en charge toutes les plaies complexes

VivereX® peut être initié directement pour la prise en charge des plaies ou s'utiliser en relai de la TPN traditionnelle Vivano®



niveau d'exsudats	
Faible à modéré	Élevé
surface de la plaie	
< 400 cm ²	> 400 cm ²
profondeur de la plaie	
< 2 cm	> 2 cm



Patient actif, retour à domicile facilité **Patient moins mobile ou alité**

VivereX® Kit

Kit comprenant une unité et 2 pansements réservoir siliconés

Référence	Dimensions totale (L x l)	Dimensions coussin (L x l)	Conditionnement
409 911	10 x 20 cm	5 x 15 cm	3 kits
409 912	10 x 30 cm	5 x 25 cm	3 kits
409 913	10 x 40 cm	5 x 35 cm	3 kits
409 914	16 x 16 cm	10 x 10 cm	3 kits
409 915	16 x 21 cm	10 x 15 cm	3 kits
409 916	16 x 31 cm	10 x 25 cm	3 kits
409 917	21 x 21 cm	15 x 15 cm	3 kits
409 918	26 x 26 cm	20 x 20 cm	3 kits



Contenant :



VivereX® Pansement

Boîte de 5 pansements réservoir siliconés

Référence	Dimensions totale (L x l)	Dimensions coussin (L x l)	Conditionnement
409 931	10 x 20 cm	5 x 15 cm	3 boîtes
409 932	10 x 30 cm	5 x 25 cm	3 boîtes
409 933	10 x 40 cm	5 x 35 cm	3 boîtes
409 934	16 x 16 cm	10 x 10 cm	3 boîtes
409 935	16 x 21 cm	10 x 15 cm	3 boîtes
409 936	16 x 31 cm	10 x 25 cm	3 boîtes
409 937	21 x 21 cm	15 x 15 cm	3 boîtes
409 938	26 x 26 cm	20 x 20 cm	3 boîtes



Contenant :



VivereX® Sacoche

Sacoche de transport pour faciliter la mobilité



Référence	Dimensions totale (L x l x h)
409 940	9 x 7,5 x 3 cm

VivaFoam®

Mousse de comblement hydrophobe, utilisable en association avec les pansements siliconés VivereX® pour les plaies > 5 mm et < 2 cm de profondeur



Référence	Dimensions totale (L x l x h)
409 945	15 x 10 x 1,5 cm

1. Simplicité et efficacité : Compliance to Claim List_Vivano System_20220720. Compliance to Claim List_VivereX System_20220906_01. Les systèmes Vivano® et VivereX® ne doivent être utilisés que sous contrôle médical. Vivano® Tec Pro Unité de Pression Négative, DM de classe IIa. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. VivanoTec® Réservoir à exsudats est un DM de classe I stérile. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. CE0123. Vivano® Tec Port et VivanoTec connecteur en Y sont des DM de classe I stérile. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Hydrofilm® est un DM de classe IIa. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Vivano® Med Foam Kits de pansement et Vivano® Med Kit Abdominal sont des DM de classe IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Atrauman® Ag est un DM de classe III. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE 0123. Atrauman® Silicone et Hydrocol® Thin sont des DM de classe IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Mikrobac® Tissus est un DM de classe IIa. Fabricant : Bode Chemie GmbH. Organisme notifié : CE0482. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Vivano®Med White Foam est un DM de classe IIb. Fabricant : Mondomed NV. Organisme notifié : CE1639. Vivano® Med Gel Strip, DM de classe I stérile. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. VivaFoam®, DM de classe IIb. Fabricant : SUNMEDIC AB. Organisme notifié : CE0402. VivereX® Pansements, DM de classe IIb. Fabricant : Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. Mandataire : Lotus NL B.V. Organisme notifié : CE0123. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et/ou sur les étiquetages. Le système VivereX® est un assemblage de dispositifs médicaux. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information. Assembleur : SUNMEDIC AB.

Vivano® Services :

Accompagnement et Assistance

Pour toutes commandes ou questions sur vos livraisons, contactez notre service client au :

03 90 58 58 50

Votre délégué HARTMANN se tient à votre disposition pour toutes questions d'ordre technique et médical.



Retrouvez toutes nos vidéos Vivano® et Viverex® sur [hartmann.fr](https://www.hartmann.fr)




ou sur Youtube en scannant ces flashcodes :

TPN traditionnelle
Vivano®



https://www.youtube.com/watch?v=tOocB5H1Mwo&list=PLjMMs_FDgaJcalHfMMfH1bIAKkhZXg_Zq&index=2&ab_channel=HARTMANFrance

TPN usage unique
Viverex®



https://www.youtube.com/playlist?list=PLjMMs_FDgaJfFCdLKej470zVAmwDIX9yv

HARTMANN



Aide. Soigne. Protège.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl
9, route de Sélestat -
Châtenois - 67607 Sélestat Cedex
RCS COLMAR 325 158 038
Tél : 03 90 58 58 50
Fax : 03 72 27 18 25
serviceclientsvivano@hartmann.info



BROCHURE



Juin 2024 - 84 514/2